

Firework™硬导丝系列

产品类型	规格型号	头端状态	杆部状态	直径	长度	头部弯曲直径	包装
Firework - Amplatz 加硬导丝	SSG-35-2750-S	直型	绕丝包覆	0.035 in/0.89mm	2750mm		5套/盒
	SSG-35-2750-J	J型				3mm	5套/盒
Firework - Safari 双弯型导丝	SSG-35-2750-SC	双弯型(小)				32mm*29mm	5套/盒
	SSG-35-2750-LC	双弯型(大)				42mm*42mm	5套/盒
Firework - Lunderquist 超硬导丝	SSG-35-2750-ES	直型	光杆杆身				5套/盒
Firework - Super Stiff Safari双弯型导丝	SSG-35-2750-ESC	双弯型(小)				32mm*29mm	5套/盒
	SSG-35-2750-ELC	双弯型(大)				42mm*42mm	5套/盒